

# Appareil à séquençage de l'ADN Ion torrent Personal Genome

## Introduction sur le séquençage

Personal Genome Ion torrent utilise le séquençage par détection chimique, détection du pH (libération d'ions H<sup>+</sup> lors de l'incorporation d'un nucléotide).

## Manuel d'utilisation / Guide

[https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0009783\\_IonPGM\\_RefGuide.pdf](https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0009783_IonPGM_RefGuide.pdf)

[https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0007516\\_IonPGM\\_System\\_SPG.pdf](https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0007516_IonPGM_System_SPG.pdf)

---

Revision #2

Created 28 April 2025 15:04:53 by Eden-Andrea Bougrer

Updated 5 May 2025 12:14:14 by Eden-Andrea Bougrer